

## INSTRUCCIONES DE USO TUBO DE SILICONA DE ASPIRACIÓN

### **Tubo de silicona de aspiración MACLYSA.**

Consejos prácticos para su colocación y uso.

#### **Precauciones:**

Utilizar por personal cualificado. Lea atentamente estas instrucciones antes de usar el producto.  
Asegurar las conexiones del sistema.

#### **Finalidad:**

El tubo de silicona MACLYSA se ha concebido para crear el vacío entre una máquina de aspiración (o válvula de vacío), y el recipiente recolector.

#### **Descripción:**

Está constituido por una sola pieza fabricada con un material de silicona, inerte, flexible y elástico.  
Consta de un cuerpo tubular de diferentes diámetros y longitudes.

#### **Uso del tubo de silicona:**

Uso exclusivo del tramo comprendido entre una máquina de aspiración (o válvula de vacío), y el recipiente recolector.  
Los tubos están destinados a un uso NO INVASIVO. El tubo no está previsto para su inserción en ningún orificio del paciente.

Los tubos NO están destinados a la conducción o almacenamiento de sangre, fluidos, tejidos corporales, líquidos o gases destinados a una perfusión, administración o introducción en el cuerpo humano. No están destinados a introducir ninguna sustancia en el cuerpo humano. El retorno del flujo canalizado por los tubos es improbable.

Los tubos están destinados a un solo uso y a un uso pasajero o a corto plazo (uso ininterrumpido inferior a 30 días).

Los tubos se fabricarán, envasarán y presentarán de forma NO ESTÉRIL.

La temperatura de trabajo del tubo de silicona va de los - 40 °C hasta los 200 °C, con picos de 250 °C.

#### **Contraindicaciones:**

Hipersensibilidad a cualquiera de los elementos constituyentes de la silicona.

Cualquier alteración de las propiedades del producto o de sus prestaciones debe hacer desistir de su uso, y la anomalía debe ser comunicada de inmediato al fabricante.

#### **Advertencias:**

Almacenar en condiciones habituales de material sanitario.

No reprocesar ni reutilizar.

Desechar en contenedores para materiales biológicos.

#### **Fabricado por:**

MACLYSA, S.L.

Polígono Industrial Las Viñas

C/Murcia 69

13420 Malagón (Ciudad Real)

ESPAÑA

Tel.: (+34) 926 80 21 78

Fax: (+34) 926 80 16 40

**E-mail: [info@maclysa-sl.es](mailto:info@maclysa-sl.es)**

